



Permaplast LH Hybrid Spritze

Stand:07/1024

D Produktbeschreibung

M+W Permaplast LH Hybrid Spritze ist ein lichthärtendes Füllungsmaterial für Restaurationen aller Kavitätenklassen.

Indikation
Verlust von Zahnhartsubstanz bei Karies, Trauma, Zahnabnutzung oder Entwicklungsstörungen.

Kontraindikation
• Nicht direkt auf der eröffneten Pulpa verwenden
• Das Material nicht bei Kontaktallergien oder bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe verwenden.

Zweckbestimmung
Füllungsmaterial für Restaurationen aller Kavitätenklassen

Verwendungsbeschränkung
Das Material nicht verwenden, wenn eine relative Trockenlegung oder die empfohlene Anwendungstechnik nicht möglich ist.

Vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Patientenzielgruppe
Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden

Empfohlene Anwendung

- Zahn reinigen. Reinigungsrückstände mit Wasserspray entfernen. Vita- Farbe bestimmen.
Hinweis: Die Verwendung eines Kofferdams wird empfohlen.
- Die Kavität entsprechend den allgemeinen Regeln der Adhäsivtechnik vorbereiten. Schmelzränder abschärfen. Pulpanahe Bereiche schützen.
- Falls notwendig entsprechend der bevorzugten Ätztechnik ätzen (z.B. Total-Etch). Herstellerangaben des verwendeten Materials beachten.
- Haftvermittler gemäß Herstellerangaben auftragen.
- Falls notwendig, eine Unterfüllung aus dünnfließendem Composite oder Compomer auftragen. Die Verwendung einer Matrize wird empfohlen.
- Die gewünschte Farbe vom M+W Permaplast LH Hybrid Spritze mit einer maximalen Schichtstärke von 2 mm in die Kavität auftragen. Jede Schicht für 40 s, wenn die Lichtintensität des Gerätes $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$ beträgt, bzw. 20 s, wenn die Lichtintensität des Gerätes $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$ beträgt lichterhärten.
- Überschusentfernung, Konturierung und Feinausarbeitung erfolgen z.B. mit Diamantfeinern und flexiblen Scheiben ab-nehmender Korngröße. Eine Hochglanzpolitur vom M+W Permaplast LH Hybrid Spritze kann mit Polierpaste unter Verwendung von Polierkelchen/-scheiben erfolgen.

Hinweise zur Anwendung

- Wird das Material mithilfe einer Einmalapplikation direkt im Mund des Patienten ausgebracht, so ist diese aus hygienischen Gründen nur bei einem Patienten zu verwenden. Lichtgeräte sollten bei 450 nm emittieren und regelmäßig überprüft werden. Die Lichtintensität sollte mindestens 600 mW/cm^2 betragen. Das Licht so nahe wie möglich am Werkstoff platzieren.
- Die sauerstoffinhibierte Schicht nicht entfernen, sofern eine weitere Schicht Füllungsmaterial aufgebracht werden soll, da diese für den Verbund mit der nächsten Schicht benötigt wird.
- Herstellerangaben von anderen Materialien, die zusammen mit M+W Permaplast LH Hybrid Spritze verwendet werden, beachten.

Wechselwirkungen

- Eugenolhaltige Materialien, Feuchtigkeit und öhthaltige Luft können die Polymerisation an der Kontaktstelle verhindern. Eugenolhaltige Materialien, Feuchtigkeit und öhthaltige Luft vermeiden!
- Bei Verwendung von kationischen Mundwässern, Plaqueurelatoren oder Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

Restrisiken/Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Nicht auszuschließen ist das Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials.

Warnungen/Vorsichtshinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Kontakt mit der Haut vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Hautkontakts die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.
- Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien verwendet werden, beachten.
- Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.

Leistungsmerkmale des Produkts

Das Produkt entspricht ISO 4049:2019, Type 1, Klasse 2, Gruppe 1.
Polymerisationstiefe $\geq 2 \text{ mm}$ bei 40 s Belichtungszeit, wenn die Lichtintensität des Gerätes $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$ beträgt. Polymerisationstiefe $\geq 2 \text{ mm}$ bei 20 s Belichtungszeit, wenn die Lichtintensität des Gerätes $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$ beträgt.

Lagerung/Entsorgung

- Bei Raumtemperatur ($15 - 25^\circ \text{C} / 59 - 77^\circ \text{F}$) lagern.
- Spritze nach Gebrauch sofort schließen, damit das Material nicht durch das Umgebungslicht härtet.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden

Zusammensetzung

Dentalglas, Polymerfüller, Zeolith, SiO_2 , Bis-GMA, UDMA, HDDMA, Additive.
Anorganische Füllstoffe: ca. 68 vol-%, 0,02-3,6 μm .
 Enthält: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoat

Handelsformen

- 1 Spritze à 3,0 g
REF 000 170 A 3
REF 000 171 A 2
REF 000 174 A 3,5
REF 000 175 B 1
REF 000 172 B 3
REF 000 173 C 3

GB Product description

M+W Permaplast LH Hybrid Syringe is a light-curing filling material for restorations of all cavity classes.

Indications
Loss of tooth substance due to caries, trauma, tooth attrition/abrasion or development disorders.

Contraindications
• Do not use directly on the exposed pulp.
• Do not use the material where there are contact allergies or known allergies to any of the components.

Intended use
Filling material for restorations of all classes of cavities

Limitations of use
Do not use the material if a relatively dry working area or the recommended application technology is not possible.

Intended users
Dentist

Patient target group
People treated in the course of a dental procedure

Recommended use
1. Clean the tooth. Remove any cleaning residue with a water spray. Determine the VITA shade.

Note: The use of a rubber dam is recommended.

- Prepare the cavity in accordance with the general rules for adhesive procedures. Bevel the enamel edges. Protect areas close to the pulp.
- If necessary, etch using your preferred etching technique (e.g., Total-Etch). Observe the manufacturer's instructions for the material used.
- Apply a bonding agent in accordance with the manufacturer's instructions.
- If necessary, apply an underfilling of low-viscosity composite or compomer. We recommend using a matrix.
- Apply the desired shade of the M+W Permaplast LH Hybrid Syringe with a maximum layer thickness of 2 mm into the cavity. Light-cure individual layers for 40 seconds each at a device light intensity of $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$ or for 20 seconds at a device light intensity of $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.
- Removal of excess material, contouring and fine processing are done, for example, with diamond finishing tools and flexible polishing discs of progressively finer grit sizes. M+W Permaplast LH Hybrid Syringe can be given a high shine using polishing paste together with polishing cups or discs.

Notes for use

- If the material is applied to the patient's mouth with a single use applicator, the single use applicator must be used for this one patient only for hygienic reasons. Light-curing units should have an output of 450 nm and should be checked regularly. The light intensity should be a minimum of 600 mW/cm^2 . Place the light-curing unit as close as possible to the material.
- Do not remove the oxygen-inhibited layer if a further layer of filling material is to be applied, because this is required for the bond with the next layer.
- Follow the manufacturer's instructions for any other materials that are used with Universal hybrid composite.

Interactions

- Materials containing eugenol, moisture and oily air may inhibit polymerization at the contact area. Avoid materials containing eugenol, moisture and air containing oil!
- The use of cationic oral rinses, plaque indicators and chlorhexidine may lead to discoloration.

Residual risks/side effects

There are no known side effects to date. The residual risk of hypersensitivity to components in the material cannot be ruled out.

Warnings/precautions

- Keep out of the reach of children!
- Avoid contact with the skin! In the event of accidental skin contact, immediately wash the affected area thoroughly with soap and water.
- Avoid eye contact! In the event of accidental contact with the eyes, immediately rinse thoroughly with plenty of water and consult a physician if necessary.
- Follow the manufacturer's instructions for other products that are used with the material/materials.
- Serious incidents involving this product must be reported to the manufacturer and to the responsible registration authorities.

Product performance characteristics

The product complies with ISO 4049:2019, Type 1, Class 2, Group 1.
Polymerization depth $\geq 2 \text{ mm}$ with a 40 second light-curing time when the light intensity of the device is $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$. Polymerization depth $\geq 2 \text{ mm}$ with a 20 second light-curing time when the light intensity of the device is $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.

Storage/disposal

- Store at room temperature ($15 - 25^\circ \text{C} / 59 - 77^\circ \text{F}$).
- Close syringe immediately after use so that the material does not cure in the ambient light.
- Do not use after the expiration date

Composition

Dental glass, polymer filling material, zeolite, SiO_2 , bis-GMA, UDMA, HDDMA, additives.
Inorganic filling materials: approx. 68 vol% (0.02 – 3.6 μm).

Contains: 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate

Packing

- 1 Syringe @ 3,0 g
REF 000 170 A 3
REF 000 171 A 2
REF 000 174 A 3,5
REF 000 175 B 1
REF 000 172 B 3
REF 000 173 C 3

F Description du produit

M+W Permaplast LH Hybrid Seringue est un matériau d'obturation photopolymérisable destiné aux restaurations de toutes les classes de cavité.

Indication
Perte de substance dentaire dure en cas de caries, traumatisme, usure des dents ou troubles du développement.

Contre-indication
• Ne pas utiliser directement sur la pulpe exposée.
• Ne pas utiliser le matériau en cas d'allergie de contact ou d'allergie connue à l'un des composants.

Usage prévu
Matériau d'obturation pour les restaurations de toutes les classes de cavité

Restriction d'utilisation
Ne pas utiliser le matériau lorsqu'un assèchement relatif ou la technique d'application recommandée ne sont pas possibles.

Utilisateur prévu
Dentiste

Groupe cible de patients
Personnes devant recevoir des soins dentaires

Utilisation recommandée
1. Nettoyer la dent. Retirer tous les résidus de nettoyage au jet d'eau. Déterminer la teinte Vita.
Remarque: l'utilisation d'une digue dentaire est recommandée.

- Préparer la cavité en suivant les règles de technique adhésive générale. Chanfreiner les bords d'email. Protéger les zones proches de la pulpe.
- Si nécessaire, procéder à un mordantage conformément à la technique privilégiée (comme le mordantage total). Respecter les indications du fabricant du matériau utilisé.
- Appliquer l'adhésif conformément aux instructions du fabricant.
- Procéder si nécessaire à un rebasage au moyen d'un composite fluide ou d'un compomère. L'utilisation d'une matrice est recommandée.
- Appliquer la teinte souhaitée de M+W Permaplast LH Hybrid Seringue dans la cavité en veillant à ne pas dépasser une épaisseur de couche maximale de 2 mm. Photopolymériser chaque couche pendant 40 s, avec une intensité lumineuse de la lampe $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$ ou pendant 20 s, avec une intensité lumineuse de la lampe $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.
- Le retrait des excédents, le contourage et le dégrossissage fin sont réalisés par ex. avec des fraises à finir diamantées et des disques flexibles de grain décroissant. Un lustrage de M+W Permaplast LH Hybrid Seringue peut être réalisé au moyen de pâte de polissage avec des cupules/disques de polissage.

Consignes d'utilisation

- En cas d'application unique du matériau directement dans la bouche du patient, son utilisation doit être limitée à un seul patient pour des raisons d'hygiène.

Les lampes à photopolymériser doivent émettre à 450 nm et leur contrôle régulier est indispensable. L'intensité lumineuse doit être de 600 mW/cm^2 au minimum. Placer la source lumineuse aussi près que possible du matériau.
• Si l'application d'une couche supplémentaire de matériau d'obturation est prévue, ne pas éliminer la couche inhibée par l'oxygène car elle est nécessaire pour la liaison avec la couche suivante.
• Suivre les indications des fabricants des autres matériaux utilisés avec M+W Permaplast LH Hybrid Seringue.

Interactions

- Les matériaux contenant de l'eugénol, l'humidité et l'air chargé en huile peuvent empêcher la polymérisation au point de contact. Éviter les matériaux contenant de l'eugénol, l'humidité et l'air chargé en huile!
- L'utilisation de bains de bouche cationiques, de révélateurs de plaque ou de chlorhexidine peut entraîner l'apparition de colorations.

Risques résiduels / Effets secondaires

- Aucun effet secondaire n'est pour le moment connu. Un risque résiduel d'hypersensibilité aux composants du matériau n'est pas à exclure.

Mises en garde / Mesures de précaution

- Conservier hors de portée des enfants!

- Éviter le contact avec la peau! En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon.
- Éviter le contact avec les yeux! En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin le cas échéant.
- Suivre les indications des fabricants des autres produits utilisés avec le ou les matériaux.
- Les incidents graves survenant dans le cadre de l'utilisation de ce produit doivent être signalés au fabricant ainsi qu'aux autorités compétentes.

Caractéristiques de performance du produit

- Le produit est conforme à la norme ISO 4049:2019, type 1, classe 2, groupe 1.
- Profondeur de polymérisation $\geq 2 \text{ mm}$ pour une durée d'exposition de 40 s, avec une intensité lumineuse de la lampe $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$. Profondeur de polymérisation $\geq 2 \text{ mm}$ pour une durée d'exposition de 20 s, avec une intensité lumineuse de la lampe $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.

Stockage / Élimination

- Stocker à température ambiante ($15 \text{ à } 25^\circ \text{C} / 59 \text{ à } 77^\circ \text{F}$).
- Refermer immédiatement la seringue après utilisation afin que le matériau ne durcisse pas en cas d'exposition à la lumière environnante.
- Ne plus utiliser si la date d'expiration est dépassée.

Composition

Verre dentaire, charges polymères, zéolithe, SiO_2 , bis-GMA, UDMA, HDDMA, additifs.
Teneur en particules de charge inorganiques : env. 68 % en volume, 0,02-3,6 μm .

Contient : 2-éthylhexyl 4-(diméthylamino)benzoate

Formes commerciales

- 1 seringue de 3,0 g
REF 000 170 A 3
REF 000 171 A 2
REF 000 174 A 3,5
REF 000 175 B 1
REF 000 172 B 3
REF 000 173 C 3



Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40 · 63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88

indigodental GmbH · Fahltskamp 5 · 25421 Pinneberg/Germany



Permaplast LH Hybrid Spritze

Produktbeskrivning

M+W Permaplast LH Hybrid Spruta är ett ljushärdande fyllningsmaterial till restaureringar för alla kavitetklasser.

Indikation

Förlost av tandstruktur på grund av karies, trauma, tandslitage eller utvecklingsstörningar.

Kontraindikation

- Använd ej direkt på den öppnade pulpan.
- Använd inte materialet på personer med kontakallergi eller käänd allergi mot något av innehållsämna.

Avsedd användning

Fyllningsmaterial till restaureringar av alla kavitetklasser

Begränsning av användning

Använd inte materialet om relativ torrläggning eller rekommenderad appliceringsteknik inte är möjliga.

Avsedda användare

Tandläkare

Patientmålgrupp

Personer som behandlas med dentala behandlingstaktik

Rekommenderad användning

- Rengör tanden. Avlägsna rengöringsrester med vattensprej. Bestäm Vita-färg.
- Obs: Vi rekommenderar användning av kofferdam.
- Förbered kaviteten enligt de allmänna reglerna för adhesivteknik. Fasa av emaljkanterna. Skydda områdena nära pulpan.
- Etsa vid behov med föredragen etsningsteknik (exempelvis Total-Etch). Följ instruktionerna från tillverkaren av materialet.
- Applicera primer enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera vid behov en underfyllning av tunnflytande komposit eller komposer. Vi rekommenderar att en matris används.
- Applicera M+W Permaplast LH Hybrid Spruta med önskad färg i kaviteten. Ett skikt får vara högst 2 mm tjockt. Härdna varje skikt i 40 s om apparatens ljusintensitet $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$, eller i 20 s om apparatens ljusintensitet $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.
- Avlägsna överskott, konturera och finbearbeta med exempelvis diamanthfinisherare och flexibla lameller med avtagande korntorlek. Om så önskas kan M+W Permaplast LH Hybrid Spruta högljuddspoleras med polerpasta och polerskålar/polerlameller.

Användningstips

- Om materialet appliceras direkt i patientens mun med hjälp av en engångsapplikation ska detta av hygieniska skäl endast användas på en patient. Ljuskällan ska emittera vid 450 nm och kontrolleras regelbundet. Ljusintensiteten ska vara minst 600 mW/cm². Placera ljuset så nära materialet som möjligt.
- Ta inte bort det syrehämmande skiktet ifall ett ytterligare skikt fyllningsmaterial ska appliceras, eftersom det krävs för bindning till nästa skikt.
- Följ tillverkarens uppgifter för andra material som används tillsammans med M+W Permaplast LH Hybrid Spruta.

Interaktioner

- Material som innehåller eugenol, fukt och oljig luft kan förhindra polymerisation vid kontaktpunkten. Undvik eugenolhaltiga material, fukt och oljehaltig luft!
- Risk för missfärgning från katjoniska munsköljmedel, plackindikatorer och klorhexidin.

Restrisiker/biverkningar

Inga biverkningar är kända i dagsläget. Den kvarstående risken för överkänslighet mot komponenter i materialet kan inte uteslutas.

Varningar/försiktighetsåtgärder

- Förvaras oåtkomligt för barn!
- Undvik hudkontakt! Vid oavsiktlig hudkontakt ska det berörda området omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten.
- Undvik kontakt med ögonen! Skölj omedelbart med rikligt med vatten vid oavsiktlig kontakt med ögonen och kontakta vid behov läkare.
- Beakta tillverkarens anvisningar för andra produkter som används tillsammans med materialet/materialen.
- Allvarliga incidenter som rör denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter.

Produktens prestandaegenskaper

Produkten motsvarar ISO 4049:2019, typ 1, klass 2, grupp 1.

Polymeriseringsdjup $\geq 2 \text{ mm}$ vid 40 s belysningstid om apparatens ljusintensitet $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$.

Polymeriseringsdjup $\geq 2 \text{ mm}$ vid 20 s belysningstid om apparatens ljusintensitet $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.

Förvaring/bortskaffande

- Förvaras i rumstemperatur (15–25 °C/59–77 °F).
- Stäng sprutan genast efter användningen så att inte materialet härdas av omgivande ljus.
- Fär ej användas efter sista förbrukningsdatum

Sammansättning

Dentalglas, polymerfyllmedel, zeolit, SiO₂, bis-GMA, UDMA, HDDMA, additiv. Organiska fyllmedel: ca 68 volymprocent, 0,02–3,6 µm. Innehåller: 2-etylhexyl-4-(dimetylamo)bensoat

Försäljningsformer

1 spruta à 3,0 g

REF 000 170 A 3

REF 000 171 A 2

REF 000 174 A 3,5

REF 000 175 B 1

REF 000 172 B 3

REF 000 173 C 3

Opis izdelka

M+W Permaplast LH Hybrid Brizga je svetlobno strjujč polinilni material za restavracije vseh razredov kavitet.

Indikacije

Izguba strukture zoba zaradi kariesa, poškodbe, obrabe zoba ali razvojnih motenj.

Kontraindikacija

- Ne uporabljajte neposredno na odprti pulpi.
- Materiala ne uporabljajte v primeru kontaktnih alergij ali znanih alergij na katero koli sestavino.

Predvideni namen

Polinilni material za restavracije vseh razredov kavitet

Omejevanje uporabe

Materiala ne uporabljajte, če relativno suha namestitev ali priporočena uporaba ni mogoča.

Predvideni uporabnik

Zobozdravnik

Ciljna skupina pacientov

Osebe, ki se zdravijo v okviru zobozdravstvenega postopka

Priporočena uporaba

- Öčistite zob. Ostanke po čiščenju odstranite z vodno prho. Določite barvo Vita.

Opomba: Priporočena je uporaba koferdama.

- Kavitetu pripravite v skladu s splošnimi pravili adhezijske tehnike. Robove sklenine poševno obrusite. Zaščitite predele v bližini pulpe.

- Po potrebi izvedite jedkanje v skladu z najprimernejšo tehniko jedkanja (npr. Total-Etch). Upošteвайте navodila proizvajalca uporabljene materiala.
- Skladno z navodili proizvajalca nanosite vezivno sredstvo.
- Če je potrebno, nanesite tudi zaščitno polnilo iz tanko tekočega kompozita ali kompomera. Priporočljiva je uporaba matrice.
- Željeno barvo izdelka M+W Permaplast LH Hybrid Brizga vnesite v kavitet v debelini največ 2 mm. Vsak sloj utrjuje s svetlobo 40 s, če je jakost svetlobe v napravi $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$, oziroma 20 s, če je jakost svetlobe v napravi $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.
- Odstranjevanje presežnega materiala, oblikovanje in končna obdelava se izvajajo na primer z diamantnimi finišeji in prožnimi diski z vse manjšo velikostjo zrn. Poliranje M+W Permaplast LH Hybrid Brizga do visokega sijaja se lahko izvaja s polirno pasto z uporabo polirnih skodelic/diskov.

Napotki glede uporabe

- Če se material nanese neposredno v usta pacienta kot aplikacija za enkratno uporabo, se lahko zaradi higijene uporabi le pri enem pacientu. Polimerizacijske luči morajo oddajati svetlobo pri 450 nm in jih je treba redno preverjati. Jakost svetlobe mora biti vsaj 600 mW/cm². Lučko postavite čim bližje materialu, ki ga obdelujete.

- Če je treba nanesti še dodatno plast polnilnega materiala, ne odstranite s kisikom inhibirane plasti, saj je potrebna za povezovanje z naslednjo plastjo.
- Upošteвайте navodila proizvajalca za druge izdelke, ki se uporabljajo skupaj z izdelkom M+W Permaplast LH Hybrid Brizga.

Interakcije

- Materiali, ki vsebujejo eugenol, vlaga in masten zrak lahko preprečijo polimerizacijo na kontaktni točki. Ne uporabljajte materialov, ki vsebujejo eugenol, izogibajte pa se tudi vlagi in mastnemu zraku!
- Pri uporabi kationskih ustnih vodov, sredstev za razkrivanje zobnih oblog in klorheksidina lahko pride do razbarvanja.

Preostala tveganja in neželeni učinki

Do zdaj niso znani nobeni neželeni učinki. Preostalega tveganja preobčutljivosti na sestavine materiala ni mogoče izključiti.

Opozorila/previdnostni ukrepi

- Hranite zunaj dosega otrok!
- Pazite, da ne pride v stik s kožo! V primeru nenamerne stika s kožo prizadeto območje takoj temeljito umijte z milom in vodo.
- Pazite, da ne pride v stik z očmi! V primeru nenamerne stika z očmi oči takoj sperite z veliko vode in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

- Upošteвайте navodila proizvajalca za druge izdelke, ki se uporabljajo skupaj z materialom oz. materiali.
- resnih zapletih, ki se nanašajo na ta izdelek, je treba poročati proizvajalcu in pristojnim organom za poročanje.

Značilnosti izdelka

Izdelek ustreza standardu ISO 4049:2019, tip 1, razred 2, skupina 1.

Globina polimerizacije znaša $\geq 2 \text{ mm}$ pri 40 sekundah uporabe svetlobe, če je jakost svetlobe $\geq 600 \text{ mW/cm}^2$.

Globina polimerizacije znaša $\geq 2 \text{ mm}$ pri 20 sekundah uporabe svetlobe, če je jakost svetlobe $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.

Skладиščenje/odstranjevanje med odpadke

- Shranjujte pri sobni temperaturi (15–25 °C / 59–77 °F).
- Brizgo po uporabi takoj zaprite, da se material zaradi okoliške svetlobe ne strdi.
- Po izteku roka uporabnosti izdelka ne uporabljajte več

Sestava

Dentalno steklo, polimerno polnilo, zeolit, SiO₂, Bis-GMA, UDMA, HDDMA, aditiv. Anorganska polnila: pribl. 68 vol. %, 0,02–3,6 µm.

Innehåller: 2-etylhexyl-4-(dimetylamo)bensoat

Tržna oblika

1 brizga po 3,0 g

REF 000 170 A 3

REF 000 171 A 2

REF 000 174 A 3,5

REF 000 175 B 1

REF 000 172 B 3

REF 000 173 C 3